




*Sanfte
Behandlung
eingewachsener
Nägel*

*Sanfte
Behandlung
eingewachsener
Nägel*

Haben Sie Fragen zur 3TO-Spangentechnik?
Wir beraten Sie gerne:



3TO GmbH

Birkenstraße 8 - 82041 Deisenhofen
Tel.: 089-20353444 - Fax: 089-20353445
info@3to-gmbh.de - www.3to-spange.de



Exklusiv bei
Ihrem zertifizierten
3TO-Therapeuten

Was ist die 3TO-Spange® und wofür wird sie angewendet?

Die 3TO-Spange® ist eine medizinische Nagelkorrekturspange - ähnlich einer Zahnspange für Zehen- und Fingernägel.

Eine 3TO-Spange® hilft bei:

- **eingewachsenen Nägeln** (auch bei einer Entzündung im Nagelfalz). Bei Bedarf wird dabei mit einem entsprechenden Arzt zusammengearbeitet.
- **stark eingerollten Nägeln**
- **leicht eingewachsenen Nägeln** (zur Vorbeugung)

Wirkungsweise der 3TO-Spange®

Zwei mit Häkchen versehene, sehr dünne Federstahldrähte werden sanft unter die Nagelränder eingehängt und mit einer Schlaufe zusammengezogen.


Die Nagelränder werden dadurch aus dem entzündeten Nagelfalz herausgehoben. In der Regel bringt die 3TO-Spange® schnell eine Linderung der Beschwerden und beeinträchtigt Sie weder in Ihren Schuhen noch beim Sport oder am Arbeitsplatz.

Ihre Vorteile

- **Sanfte Behandlung** (das Anbringen der Spange ist in der Regel kaum zu spüren)
- **Rasche Erleichterung** durch Entlastung des Nagel- und Hautbereichs
- **Keine Beeinträchtigung** in den **Schuhen**
- Keine Unterbrechung von **Sport und Beruf**
- **Langzeitbesserung** durch Unterstützung des natürlichen Nagelwachstums
- **Alternative zur Operation** (besonders vorteilhaft für Diabetiker)
- **Perfekte Passform** durch individuelle Anpassung an den Nagel

Wo erhalte ich die 3TO-Spange®?

Die Behandlung mit der 3TO-Spange® darf nur von speziell ausgebildeten Therapeuten durchgeführt werden. Dies sichert eine fachgerechte und professionelle Spangentherapie für eingewachsene Nägel und Rollnägel. Fragen Sie in Ihrer Fußpflegepraxis oder Ihren Arzt nach der 3TO-Spange®.



Die individuell an die Nagelform angepassten Spangenschkel werden sanft unter den Nagelrand eingehängt.



Die beiden Spangenschkel werden mit einer Schlaufe leicht zusammengezogen. Das Anheben des Nagels aus dem Nagelfalz bringt in der Regel rasch spürbare Erleichterung.



Die Spange wird versiegelt und gegebenenfalls mit Tamponade unterlegt.